



ADVANCED SILICONE SCAR SHEET



D.G.DENA Co.,
Novara Ave., Industrial Zone,
Shiraz,
ESKA Diagnostics Kft.,
1073 Budapest, Hungary
www.dgdena.com

FR

Dénomination
DG.Derm Feuille de silicéon.

Description du produit
• DG.Derm est issu d'une technologie prouvée dans le traitement des cicatrices (hypertrophiques et chéloïdes) et dans la prévention du développement de cicatrices atypiques après chirurgie ou un accident.
• DG.Derm est une Feuille de silicéon autocollant, fin et transparent au pouvoir adhésif élevé qui reste bien en place à tous les endroits à traiter du corps. Il est indiqué pour une utilisation sous les vêtements.

Composition
• Film de polyuréthane
• Silicéons de qualité médicale

Propriétés
• Les pansements en silicéons DG.Derm aplanissent, assouplissent et affinent les cicatrices et réduisent les symptômes (rougeurs persistantes, trilllements de la cicatrice, démangeaisons, limitations articulaires, gêne et préjudices esthétiques).
• La Feuille de silicéon assure une couche semi-occlusive (couvrante) sur la peau, favorisant ainsi une meilleure hydratation de l'épiderme. L'hydratation accrue accélère la guérison de la peau cicatricielle abîmée et réduit les symptômes fonctionnels (douleurs, etc.).

Indications/champs d'application
Les pansements silicéons DG.Derm sont indiqués pour :
• Les cicatrices anciennes ou récentes
• Tous types de peau
• Tous les âges
• Le traitement et la prévention des cicatrices atypiques (hypertrophiques et chéloïdes).
• Le traitement des cicatrices de brûlures.
• Le traitement des cicatrices chirurgicales.

Mode d'emploi
• Pour obtenir un résultat optimal avec le traitement silicéon DG.Derm, commencer de préférence immédiatement après la fermeture de la plaie (après ablation des sutures et éventuelles croûtes).
• Si nécessaire, la feuille de silicéon DG.Derm peut être découpée en petites dimensions.
• Assurez-vous que la feuille de silicéon dépasse de 2 cm tout autour de la cicatrice.
• Pour assurer une bonne adhérence et durabilité de la feuille de silicéon, il est conseillé d'enlever les poils autour de la cicatrice.
• Nettoyer et sécher soigneusement la peau avant d'appliquer la feuille de silicéon sur et autour de la cicatrice.

- Retirez la première partie du film protecteur de la feuille de silicéon et placez avec précaution la Feuille de silicéon autocollant sur la base de la cicatrice. Enlever la première partie du film protecteur du Feuille de silicéon et placez avec précaution la Feuille de silicéon autocollant sur la base de la cicatrice. Enlever la deuxième partie du film protecteur et appliquer le reste du pansement silicéon sur la cicatrice. En fonction de la taille du Feuille de silicéon, l'opération ci-dessus devra être répétée jusqu'à une totale application du Feuille de silicéon.
- Si nécessaire, la feuille de silicéon peut être fixée à l'aide d'un bandage cohésif ou extensible.
- Après avoir retiré la feuille de silicéon, la peau peut être traitée avec une crème hydratante.

- Combien de temps dois-je utiliser le pansement silicéon DG.Derm ?**
- La normalisation d'une cicatrice dure au minimum trois à six mois.
 - Utiliser DG.Derm aussi longtemps que la cicatrice est boursouflée, rouge ou vous gêne.
 - La durée du traitement sera fixée en concertation avec le thérapeute/médecin.

- Précautions particulières et prévention**
- Conservé hors de portée des enfants.
 - Les pansements silicéons DG.Derm sont exclusivement réservés à un usage externe.
 - N'utiliser les pansements silicéons DG.Derm que sur la peau fermée (après disparition de la croûte) et ne jamais appliquer sur les plaies ouvertes.
 - Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des composants.
 - Ne pas utiliser si la boîte est endommagée à l'un des composants.

- Effets secondaires**
- Dans des cas rares, la peau peut produire une réaction excessive de la peau, (irritation de la peau) au traitement silicéon. Dans ce cas, arrêter le traitement jusqu'à ce que la peau se soit rétablie.
 - Redémarrer le traitement et laisser la peau s'habituer plus lentement au Feuille de silicéon DG.Derm (chaque jour une heure de plus).
 - En cas de problèmes cutanés persistants, consulter le médecin/thérapeute.
 - En cas d'incendie grave lié au produit, il convient de le signaler au fabricant et aux autorités compétentes (de l'État membre) où se trouve l'utilisateur.
- Conservation**
- La Feuille de silicéon DG.Derm peut se conserver cinq ans dans les sachets non ouverts.
 - Conservé à température ambiante, ou en tout cas à 25°C maximum.

EN

Name
DG.Derm silicone sheets

Product Description
DG.Derm silicone sheets are a proven technology for treating scars (hypertrophic and keloid) and preventing abnormal scar development after surgery or an accident. The medical silicone sheet is self-adhesive, washable and can be used for a long period of time.

Composition
Medical grade silicones

Properties
DG.Derm silicone sheets ensure that scars become flatter, smoother and thinner and reduce complaints (like persistent redness, pulling of the scar itching, restriction of joint movement, discomfort and cosmetic concerns).

Indications/applications
DG.Derm silicone sheets are suitable for:
• Old and new scars
• All skin types
• All ages
• Treatment and prevention of abnormal scars (hypertrophic and keloid)
• Treatment of burn scars
• Treatment of surgical scars

- Instructions for use**
- For optimum results preferably start using DG.Derm silicone therapy immediately after wound closure (after removal of sutures and the disappearance of any scab).
 - It is recommended that silicone therapy is built gradually, up to the maximum of 23 hours use per day. The purpose of building up gradually is to allow the skin to become accustomed to the silicone.
 - For the best possible results, it is preferable that the silicone sheets are used for a minimum of 12 and a maximum of 25 hours per day.
 - If necessary, DG.Derm silicone sheets can be cut to the correct size.
 - Ensure that the silicone sheet extends two centimetres beyond the edges of the scar.
 - Ensure good adhesion and durability of the silicone sheet by removing any hair around the scar site.
 - Thoroughly clean and dry the skin before applying the silicone sheet to the scar and the area surrounding it.
 - Remove the protective film from the back of the silicone sheet and apply DG.Derm to the scar.
 - If necessary, the silicone sheet can be fixed in place with an adhesive or elastic bandage.
 - After removal of the silicone sheet, the skin may be treated with a hydrating cream.

Care instructions for DG.Derm silicone sheets

- It is essential to clean the DG.Derm silicone sheets properly, on a daily basis. This is necessary to ensure good adhesion.
- Rub the silicone sheet with a few drops of neutral soap.
- Remove as much dirt as possible with soap and lukewarm water.
- Rinse the silicone sheet thoroughly under lukewarm running water.
- Leave the silicone sheet to dry on a clean, dry surface, with the sticky side facing upwards.
- Use the silicone sheet only after it has completely dried.

How long should I use DG.Derm silicone sheets?

- It takes at least 3-6 months for a scar to normalise.
- Use the DG.Derm silicone sheet as long as the scar is raised, red, or causes discomfort.
- Consult your physician about the duration of the therapy.

Special attention and precautions

- Keep out of reach of children.
- DG.Derm silicone sheets are only suitable for external use.
- Use DG.Derm silicone sheets only on healed, closed skin (after the scab has disappeared) and never on open wounds.
- Do not dry DG.Derm silicone sheets in direct sunlight or near a heat source.
- Temporarily remove the DG.Derm silicone sheet when exercising or swimming.
- Contact with water may cause the DG.Derm silicone sheet to detach.
- Do not use if you are hypersensitive to any of the ingredients.

Side effects

- In rare cases, the skin may have a hypersensitive reaction (skin irritation) to silicone treatment. In such cases, stop the treatment until the skin is no longer irritated.
- Start the treatment again and let the skin slowly get used to the DG.Derm silicone sheet (applying it for an additional hour every day).
- If skin problems persist, consult your physician.

Storage

- The expiry date is stated on the packaging.
- DG.Derm silicone sheets can be stored for 3 years in its unopened packaging.
- Store at temperatures between 5°C and 25°C.

DE

Bezeichnung
DG.DERM Silikonpflaster.

Produktbeschreibung
• DG.DERM ist eine bewährte Technologie, um Narben (hypertrophe Narben und Keloid) zu behandeln und um nach einer Operation oder einem Unfall eine auffällige Narbenentwicklung zu vermeiden.
• DG.DERM ist ein selbstklebendes, transparentes Silikonpflaster mit hoher Haftfähigkeit, die sicherstellt, dass der Verband an allen zu behandelnden Körperstellen gut anhaftet. Auch geeignet für die Verwendung unter der Kleidung.

Zusammensetzung
• Medizinisches Silikon
• Polyurethanthin
Eigenschaften
• DG.DERM Silikonpflaster sorgen dafür, dass Narben flacher, weicher und dünner werden und das Beschwerden (anhaltende Rötungen, Spannungsgefühl, Juckreiz, eingeschränkte Beweglichkeit der Gelenke, Unbehagen und kosmetische Beschwerden) abnehmen.
• DG.DERM Silikonpflaster ruft durch Abdeckung der Hautoberfläche einen Semi-Okklusionseffekt hervor, der zu einer verstärkten Hydratation der Haut (Epidermis) führt. Durch die verstärkte Hydratation wird die Heilung des beschädigten Narbengewebes beschleunigt, und funktionelle Beschwerden werden verringert.

Indikationen/Anwendungsgebiete
DG.DERM Silikonpflaster sind geeignet für:
• Sowohl alte als auch neue Narben
• Alle Hauttypen
• Alle Altersgruppen
• Behandlung und Vorbeugung von auffälligen Narben (hypertrophe Narben oder Keloid)
• Behandlung von Verbrennungsnarben und Narben nach chirurgischen Eingriffen
• Verwendung unter Kleidung und bei Kompressionstherapie

Gebrauchsanweisung
Starten Sie für ein optimales Ergebnis mit der DG.DERM Silikontherapie vorzugsweise sofort nach dem Wundverschluss (nach dem Ziehen der Fäden und dem Lösen eventueller Krusten). Falls nötig, kann das DG.DERM Silikonpflaster auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden.
• Das Silikonpflaster muss die Narbe komplett und etwa 2 cm der angrenzenden gesunden Haut bedecken.
• Das Silikonpflaster haftet besser und hält länger, wenn die Haare und die um die Narbe von dem Anlegen entfernt werden.

- Entfernen Sie den ersten Teil des Schutzfilms vom Silikonpflaster und tragen Sie den klebenden Teil vorsichtig am Anfang der Narbe auf. Entfernen Sie den zweiten Teil der Schutzfolie und tragen Sie den nächsten Teil des Silikonpflasters auf die Narbe auf. Abhängig von der Größe des Silikonpflasters muss dies wiederholt werden, bis das gesamte Silikonpflaster angelegt wurde.
- Eventuell kann das Silikonpflaster mit einem Fixierverband oder mit einer Zugbinde befestigt werden.
- Nach dem Entfernen des Silikonpflasters kann die Haut mit einer Feuchtigkeitsschreme nachbehandelt werden.

Wie lange muss ich DG.DERM Silikonpflaster verwenden?

- Es dauert mindestens 3-6 Monate, bis sich die Haut regeneriert hat.
- Verwenden Sie DG.DERM so lange die Narbe hervorsteht, rot ist oder Symptome auslöst.
- Wenden Sie sich in Bezug auf die Therapiedauer an Ihren Arzt.

Spezielle Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die DG.DERM Silikonpflaster eignen sich ausschließlich für die äußere Anwendung.
- Verwenden Sie die DG.DERM Silikonpflaster nur auf geschlossener Haut (nach dem Lösen der Kruste) und niemals auf offenen Wunden.
- Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen

- In seltenen Fällen kann die Haut überempfindlich auf eine Silikonbehandlung reagieren (Hautreizung). Setzen Sie die Behandlung in diesem Fall aus, bis die Haut sich wieder beruhigt hat.
- Starten Sie die Behandlung erneut und lassen Sie die Haut langsamer an den DG.DERM Silikonpflaster gewöhnen (jeden Tag eine Stunde länger).
- Sollten die Hautprobleme bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Therapeuten.
- Wenn schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Hilfsmittel auftreten, müssen diese dem Hersteller und den zuständigen Behörden (des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer ansässig ist) gemeldet werden.

Aufbewahrung

- Das Haltbarkeitsdatum steht auf der Verpackung.
- Der DG.DERM Silikonpflaster kann 5 Jahre in ungeöffneter Blaurolle aufbewahrt werden.
- Aufbewahren bei Zimmertemperatur, aber keinesfalls bei Temperaturen über 25°C.

TR

İsim
DG.DERM silikon levha

Ürün tanımı
• DG.DERM (hipertrofik ve keloid) nedbe dokularının tedavisinde ve cerrahi işlem veya kaza sonrasında anormal skar dokusu gelişiminin önlenmesinde kullanışlı bir teknolojidir.
• DG.DERM yüksek yapışma gücüne sahip, kendinden yapışkan, ince ve gelfar bir silikon levhadır. levha bu sayede vücudun tedavi edilecek tüm bölgelerinde yapıştığı yere iyi tutunur. Kiyafet altı kullanıma uygundur.

Bileşim
• Polüüretan film
• Tıbbi kalitede silikon

Özellikleri
• DG.DERM silikon levhalar nedbe dokularını daha düz, daha az belirgin ve daha ince hale getirir ve yakınlardaki (devam eden kızamık, nedbe dokularında gerginlik, kaşıntı, eklem hareketlerinde sınırlılık, rahatsızlık ve kozmetik yakınlardan) azaltır.

• Bu silikon levha cildin üzerinde yarın örtücü (kapatacılı) bir tabaka oluşturur ve bu sayede cildin (epidermisin) nem oluşumunu artırır. Aratan nem sağan görmüş olan skar dokusunun daha cabuk iyileşmesini sağlar ve işlevsel yakınlardan (gizkilerden) kurtulur.

Endikasyonları / kullanım alanları
DG.DERM silikon levhaların aşağıdaki durumlarda kullanılması uygundur:
• Her eski hem de yeni nedbe dokularında, tüm cilt tiplerinde,
• Her yaşta,
• Anormal nedbe dokularının (hipertrofik ve keloid) tedavisinde ve önlenmesinde,
• Yara ve bağı nedbe dokularının tedavisinde, Cerrahi nedbe dokularının tedavisinde.

Kullanım şekli
• DG.DERM silikon tedavisinde en iyi sonucu elde edilebilir için silikon levha terchen yanarın kullanımlarından hemen sonra kullanmaya başlayın (dikiklerin alınmasından ve varsa kabukların kalkmasından sonra).
• DG.DERM silikon levhalar gerekirse istenilen boyutlarda kesilebilir.
• Nedbe dokusunun çevresinin 2 cm kadarın silikon levhaya kapatılması olmasında dikkat edilmelidir.
• Silikon bandının yapışma gücünü ve dayanıklılığını arttırmak için uygulama öncesinde skar dokusunun etrafındaki tüylerin alınması önerilir.
• Silikon levha kullanıldandan önce skar dokusunun ve dokunun etrafındaki cildi iyice temizleyip kuruluyun.

کیم من الوقت انی استخدم نیراج السیلکون ؟DG.DERM
• يستغرق الأمر من 3 إلى 6 أشهر على الأقل لتصبح الندبة طبيعية.
• استخدم نیراج السیلکون طالما أن الندبة حمراء و تبرز عن باقي الجلد.
• استمر في استخدامه حتى يختفي اليرقان.
احتیاطات واحتیاطات
• تجنب ضغطاً على مناطق الخطأ.
• Silikon levha gerekirse istenilen boyutlarda kesilebilir.
• Silikon levhası kullanıldandan önce skar dokusunun etrafındaki tüyleri temizleyip kuruluyun.
• Silikon levha kullanıldandan önce skar dokusunun ve dokunun etrafındaki cildi iyice temizleyip kuruluyun.

التعليمات
• قبل إزالة النیراج السیلکون DG.DERM، يجب تنظيفه جيداً مع صابون طبي معطرة البرابرة أو الصابون ذو رائحة الليمون، ثم جففه جيداً.
• لا تستخدمه إلا تحت حزاما طبيه في كل أوقات.
الاحتیاطات
• تجنب ضغطاً على مناطق الخطأ.
• Silikon levha gerekirse istenilen boyutlarda kesilebilir.
• Silikon levhası kullanıldandan önce skar dokusunun etrafındaki tüyleri temizleyip kuruluyun.

التعليمات
• قبل إزالة النیراج السیلکون DG.DERM، يجب تنظيفه جيداً مع صابون طبي معطرة البرابرة أو الصابون ذو رائحة الليمون، ثم جففه جيداً.
• لا تستخدمه إلا تحت حزاما طبيه في كل أوقات.
• استمر في استخدامه حتى يختفي اليرقان.
• Silikon levha gerekirse istenilen boyutlarda kesilebilir.
• Silikon levhası kullanıldandan önce skar dokusunun etrafındaki tüyleri temizleyip kuruluyun.

AR

کیم من الوقت انی استخدم نیراج السیلکون ؟DG.DERM
• يستغرق الأمر من 3 إلى 6 أشهر على الأقل لتصبح الندبة طبيعية.
• استخدم نیراج السیلکون طالما أن الندبة حمراء و تبرز عن باقي الجلد.
• استمر في استخدامه حتى يختفي اليرقان.
احتیاطات واحتیاطات
• تجنب ضغطاً على مناطق الخطأ.
• Silikon levha gerekirse istenilen boyutlarda kesilebilir.
• Silikon levhası kullanıldandan önce skar dokusunun etrafındaki tüyleri temizleyip kuruluyun.
• Silikon levha kullanıldandan önce skar dokusunun و dokunun etrafındaki cildi iyice temizleyip kuruluyun.

تعليمات الاستخدام
• قبل إزالة النیراج السیلکون DG.DERM، يجب تنظيفه جيداً مع صابون طبي معطرة البرابرة أو الصابون ذو رائحة الليمون، ثم جففه جيداً.
• لا تستخدمه إلا تحت حزاما طبيه في كل أوقات.
• استمر في استخدامه حتى يختفي اليرقان.
• Silikon levha gerekirse istenilen boyutlarda kesilebilir.
• Silikon levhası kullanıldandan önce skar dokusunun etrafındaki tüyleri temizleyip kuruluyun.