


NEW
PRODUCT



- بسته بندی ویژه و مطابق با استانداردهای پزشکی
- دارای اسفنج ویژه با قابلیت جذب بالا
- اقتصادی و مقرون به صرفه
- استفاده راحت ، سریع و آسان

- بهترین و مطمئن ترین روش برای اسکراب دست
- طراحی ارگونومیک برای استفاده راحت تر
- دارای مدلهای خشک و حاوی مواد ضدعفونی
- دارای برس نرم و انعطاف پذیر



شرح محصول :

عفونت محل جراحی از عوارض شایع در اعمال جراحی است . اسکراب دست قبل از عمل جراحی میتواند میزان آلودگی میکروبی را به نحو چشمگیری کاهش دهد . استفاده از برس اسکراب یکبار مصرف ، بهترین و مطمئن ترین روش انتخاب شده در دنیا برای اسکراب دست پیش از اعمال جراحی است .

شرکت داده گستران دنا با بیش از ۲۰ سال سابقه موفق در زمینه طراحی و تولید تجهیزات پزشکی ، برس اسکراب جراحی با نام تجاری Dena-Scrub تولید و عرضه نموده است .

برس اسکراب دارای برس ، اسفنج و قطعه تمیز کننده زیر ناخن میباشد . برس مخصوص ، دارای پرزهای نرم و کاملاً استاندارد بوده که مانع از ایجاد صدمات پوستی میگردد . اسفنج استفاده شده نسبت به محصولات مشابه دارای قابلیت جذب بالا میباشد . این محصول کاملاً ارگونومیک طراحی گردیده و در تولید آن از مواد اولیه استاندارد و مدیکال گرید استفاده شده و محصول کاملاً ضد حساسیت میباشد .

میزان کافی و استاندارد مواد ضدعفونی (پوویدون آیداین یا کلرهگزیدین) در مدل های حاوی ماده ضدعفونی ، علاوه بر اثر بخشی بسیار عالی ، باعث صرفه جویی و کاهش هزینه مصرف مواد ضدعفونی در مراکز درمانی خواهد گردید .



D003



D002



D001



(جهت دیدن اطلاعات بیشتر)

مشخصات فنی :

- جنس برس : پلی اتیلن مدیکال گرید
- اندازه به میلیمتر : ۴۰×۵۰×۸۰
- جنس اسفنج : فوم پلی یورتان
- بدون لاتکس

این محصول در مدل های زیر تولید میگردد :

| مدل محصول | شرح محصول | تعداد در جعبه | تعداد در کارتن |
|-----------|---|---------------|----------------|
| D001 | برس اسکراب خشک و استریل | ۳۰ عدد | ۲۴۰ عدد |
| D002 | برس اسکراب حاوی محلول کلرهگزیدین دی گلوکونات (4% CHG) | ۳۰ عدد | ۲۴۰ عدد |
| D003 | برس اسکراب حاوی محلول پوویدون آیدان (7.5% PVP) | ۳۰ عدد | ۲۴۰ عدد |

کارخانه :

شیراز ، شهرک صنعتی بزرگ شیراز
 بلوار نوآوران ، خیابان ۵۰۱ ، پلاک ۳۰
 کدپستی : ۷۱۵۸۱۷۷۳۶
 تلفن : ۰۷۱۳۷۳۲۵۴۶ - ۳۷۷۳۲۵۴۴
 فاکس : ۰۷۱۳۷۴۳۱۰۸

دفتر تهران :

خیابان سهروردی شمالی کوچه شهید
 سلطانی ، پلاک ۱۶ ، طبقه ۴ ، واحد ۱۴
 کدپستی : ۱۵۵۵۹۱۵۳۷
 تلفن : ۰۲۱۸۸۵۲۰۸۱۹ - ۸۸۵۰۴۰۰۹
 فاکس : ۰۲۱۸۵۲۰۹۶۷

دفتر مرکزی :

شیراز ، خیابان ملاصدرا ، مجتمع تجاری
 ملاصدرا ، طبقه سوم ، شماره : ۹۷
 کدپستی : ۷۱۹۳۶۱۳۹۱۸
 تلفن : ۰۷۱۳۶۴۷۳۱۹۵ - ۳۶۴۷۳۶۷۰
 فاکس : ۰۷۱۳۶۴۷۳۶۱۳