



چسب آنژیوکت برای ثابت نگه داشتن انواع وسایل تزریقی مانند آنژیوکت، اسکالپ و انواع کاتتر مورد استفاده بوده و محصولی کاملاً استریل می‌باشد. این محصول با چسبندگی بالا از تکان خوردن و ایجاد درد و خونریزی به هنگام حرکت دادن محل تزریق جلوگیری می‌کند. پد مخصوص موجود بر روی چسب آنژیوکت کاملاً استریل بوده و از ایجاد عفونت در محل تزریق جلوگیری می‌نماید. چسب آنژیوکت دارای منافذی جهت تبادل هوا بوده و مانع از ایجاد عفونت یا مشکلات دیگر از جمله متورم شدن محل تزریق می‌گردد. انعطاف پذیری این چسب موجب سهولت استفاده از آن می‌گردد.

اصولاً در محل ورود آنژیوکت و اسکالپ باید یک پانسمان استریل قرار داد و از چسباندن مستقیم چسب غیر استریل بروی آن خودداری نمود که متأسفانه این کار امری رایج در برخی از مراکز درمانی می‌باشد.

موارد مصرف :

- فیکس کردن آنژیوکت و اسکالپ
- فیکس کردن انواع سوندها و کاتترها

بسته بندی محصول :

- ۱ عدد در بسته بندی تکی، ۵۰ عدد در بسته میانی
- ۲۰۰۰ عدد در کارتن

مزایا :

- استحکام و دوام بسیار مناسب
- ایجاد کمترین درد به هنگام جدا کردن چسب
- دارای پد جاذب استریل برای جذب خون یا ترشحات جای تزریق
- جلوگیری از تعرق و تورم پوست
- ضد حساسیت
- استریل

ابعاد محصول :

۶ X ۸ cm

کارخانه :

شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز
بلوار نوآوران، خیابان ۵۰۱، پلاک ۳
کدپستی: ۷۱۵۸۱۷۷۳۶
تلفن: ۳۷۷۳۲۵۴۴ - ۷۱۳۷۳۲۵۴۶
فاکس: ۷۱۳۷۴۳۱۰۸

دفتر تهران :

خیابان سهروردی شمالی کوچه شهید
سلطانی پلاک ۱۶، طبقه ۴، واحد ۱۴
کدپستی: ۱۵۵۵۹۱۵۳۷
تلفن: ۸۸۵۰۴۰۰۹ - ۰۲۱۸۸۵۲۰۸۱۹
فاکس: ۰۲۱۸۵۲۰۹۶۷

دفتر مرکزی :

شیراز، فرهنگ شهر، بعد از کوچه ۲۸
ساختمان دنا، طبقه دوم، واحد ۳
کدپستی: ۷۱۸۷۹۱۷۷۳۳
تلفن: ۰۷۱۹۱۰۰۲۹۳۰
فاکس: ۰۷۱۳۶۳۰۲۷۷۱