

Your choice for Wound care management

پانسمانی ایده آل

مقرنون به صرفه

ایجاد بهترین شرایط التیام زخم

موثر در درمان انواع زخم

CE 0123 FDA




وارد کننده‌ی پانسمان‌های پیشرفته‌ی درمان زخم

(نماینده انحصاری در ایران)

RenoFoam

پانسمان فوم آب دوست است که برای محافظت از پوست در برابر آسیب‌های ناشی از ترشحات زیاد طراحی شده است. این محصول متشکل از فیلم نیمه تراوای پلی اورتان و فوم پلی اورتان است و به زخم نمی‌چسبد.



از تشکیل لخته خون در اطراف محل زخم جلوگیری کرده و ایجاد اسکار را به حداقل می‌رساند.

ترشحات زخم را جذب کرده و محیط مرطوب و مناسب درمان را در محل زخم حفظ می‌کند.

لایه فیلم پلی اورتان باعث جلوگیری از نفوذ آب و باکتری‌های خارجی می‌شود.

با توجه به چسبنده نبودن، در هنگام برداشتن پانسمان بیمار درد کمتری احساس می‌کند.

با قدرت جذب بالا و توانایی نگهداری ترشحات، مانع از خیس خوردگی در مجاورت زخم می‌شود.




موارد مصرف

زخم‌های مزمن با ترشحات متواتر و زیاد، مانند زخم‌های فشاری، زخم پا، زخم دیابتی، زخم شربانی، زخم وردی
زخم‌های حاد مانند سایش، پارگی پوست، زخم بیروند پوست و محل های اهدا کننده پوست
زخم‌های بعد از عمل جراحی، زخم‌های تروما، و زخم‌های با ضخامت جزئی و سطحي.

Thickness(mm)	Ref. No.	Size(cm)	QTY / Box
5	FO14EN01	10 X 10	10
	FO14EN02	15 X 15	10
	FO14EN03	20 X 20	10

RenoFoam Heel

برای مناطق ناهموار مانند پاشنه، آرنج، اسکروتوم‌ها و دیگر مناطق آناتومیکی که پانسمان مسطح مناسب نیست، طراحی شده است.



۱ این نوع پانسمان که دارای فومی به ضخامت ۷ میلی متر می‌باشد نرم و کاهنده فشار است.

۲ با قالبی فوق العاده راحتی بسیار خوبی را فراهم می‌نماید.

۳ از تشکیل لخته خون در اطراف محل زخم جلوگیری کرده و ایجاد اسکار را به حداقل می‌رساند.

۴ فوم پلی اورتان فوق جاذب که رطوبت مطلوب را در محیط زخم برای بهبود بهتر فراهم می‌کند.




موارد مصرف

زخم‌های مزمن با ترشحات متواتر و زیاد، مانند زخم‌های فشاری، زخم پا، زخم دیابتی، زخم شربانی و زخم وردی
زخم‌های حاد مانند سایش، پارگی پوست، زخم بیروند پوست و محل های اهدا کننده پوست، زخم‌های بعد از عمل جراحی، زخم‌های تروما
و زخم‌های با ضخامت جزئی و سطحي.
همچنین در بیماران با ضایعات نخاعی و محدودیت حرکتی برای پیشگیری از ایجاد زخم، کاملاً مناسب و موثر است.

Thickness(mm)	Ref. No.	Size(cm)	QTY / Box
7	FO14EN33	13 X 10	5


RenoFoam A

RenoFoam A پانسمان فوم نرم فوق جاذب با یک لایه چسبنده داخلی است. این ترکیب از فوم پلی اورتان قابل انعطاف و جاذب تشکیل شده که با یک لایه چسبنده پوشیده شده است و لایه بیرونی، فیلم پلی ارتان نیمه تراوا می باشد.



۱ با توجه به لایه چسبنده داخلی به آسانی چسبیده و به آسانی برداشته می شود.
۲ لایه چسبنده داخلی ایجاد حساسیت نمی کند و ترشحات و سلول های باقی مانده در محل زخم را به حداقل می رساند و از چسبندگی به زخم جلوگیری می کند.
۳ سرعت و حجم جذب ترشحات آن بسیار عالی است.
۴ از تشكیل لخته خون در اطراف محل زخم جلوگیری کرده و ایجاد اسکار را به حداقل می رساند.
۵ این پانسمان فوم پلی اورتان فوق جاذب تشکیل شده است که رطوبت مطلوب را در محیط زخم برای بهبود بهتر فراهم می کند.

موارد مصرف



Thickness(mm)	Ref. No.	Size(cm)	QTY / Box
5	FS14EN01	10×10	10
	FS14EN02	15×15	10
	FS14EN03	20×20	10

Renogel N یک شیت هیدروژل شفاف و مرطوب می باشد.
هیدروژل رطوبت مناسب پوست و زخم را تأمین و همچنین ترشحات زخم را جذب و تعادل رطوبت را در زخم حفظ می نماید.


Renogel N



۱ هیدروژل باعث جذب ترشحات زخم و محافظت از آن می شود.
۲ برای تسکین درد محیط زخم را مرطوب نگه می دارد.
۳ اثر خنک کننده و آرامش بخشی را فراهم می کند.
۴ باعث رطوبت رسانی به بافت نکروز شده و به سرعت آن را از بین می برد.
۵ شفافیت این پانسمان امکان بررسی وضعیت زخم را فراهم می آورد.

برای کنترل درد محل زخم، کمک به دربیدمان اتویلیتیک با رطوبت رسانی بافت نکروز و اسلاف، جذب ترشحات مناسب بر روی زخم های دردناک و اختلالات پوستی مانند زخم پا، آسیب پرتو درمانی و سوختگی.
پانسمان شیت هیدروژل می تواند برای نوزادان استفاده شود و حساسیت ایجاد نمی کند.


موارد مصرف



Ref. No.	Size (cm)	QTY / Box
HG14EN01	5×5	5
HG14EN04	10×10	5
HG14EN05	15×15	5

RenoCare Hydrocolloid

پانسمان هیدروکلوفیدی RenoCare Hydrocolloid از زخم محافظت کرده و برای درمان زخم محیط مرطوب را فراهم می‌سازد.



ترشحات زخم را جذب کرده و محیط مرطوب مناسب را در محل زخم حفظ می‌کند.

پانسمان خود چسبنده‌ای که به راحتی قابل استفاده است.

بسیار انعطاف پذیر و قابل استفاده در نواحی برجسته، مفاصل و قسمت‌های غیرمسطح بدن می‌باشد.

از تشکیل لخته خون در اطراف محل زخم جلوگیری کرده و ایجاد اسکار را به حداقل می‌رساند.

امکان استحمام در طول مدت استفاده از پانسمان فراهم می‌باشد.

لایه‌ی فیلم پلی اورتان باعث جلوگیری از نفوذ آب و باکتری‌های خارجی می‌شود.




موارد مصرف

برای زخم‌های با ترشح کم تا متوسط مانند زخم‌های فشاری و زخم‌های پا، موارد مصرف دیگر شامل زخم‌های با ضخامت جزئی و کامل، محل‌های اهدا کننده بیوند، ساییدگی، زخم تروما، زخم دیابتی، زخم بعد از عمل جراحی و سوختگی‌های سطحی (درجه یک و دو)

Type	Ref. No.	Size(cm)	QTY / Box	Type	Ref. No.	Size(cm)	QTY / Box
Standard	HD14EN05	10 X 10	10	Thin	HD14EN01	10 X 10	10
	HD14EN09	15 X 15	10		HD14EN11	20 X 20	10
	HD14EN13	20 X 20	10				

RenoCare B

پانسمان هیدروکلوفیدی RenoCare B از فوم جهت کاهش فشار در محل زخم وجود دارد.



زخم و کاهنده‌ی فشار می‌باشد.

ترشحات را جذب کرده و تعادل رطوبت را در محل زخم حفظ می‌کند.

در هنگام تعویض با ملایمت برداشته می‌شود.

پانسمان خود چسبنده‌ای که به راحتی قابل استفاده است.

بعد از برداشتن هیچ باقیمانده‌ای روی پوست به جا نمی‌ماند.

بسیار انعطاف پذیر و قابل استفاده در نواحی برجسته، مفاصل و قسمت‌های غیرمسطح بدن می‌باشد.




موارد مصرف

برای زخم‌های با ترشح کم تا متوسط مانند زخم‌های فشاری و زخم‌های پا، موارد مصرف دیگر شامل زخم‌های با ضخامت جزئی و کامل، محل‌های اهدا کننده بیوند، ساییدگی، زخم تروما، زخم دیابتی، زخم بعد از عمل جراحی و سوختگی‌های سطحی (درجه یک و دو)

Ref. No.	Size(cm)	QTY / Box
HD21EN03	10 X 10	10
HD21EN09	20 X 20	10

RenoCare Alginate

(کلسیم آلزینات) پانسمان جاذب ساخته شده از جلبک دریایی است. خلی سریع ترشحات زخم را جذب می کند و تغییر حالت داده و به شکل ژل درآمده و باعث حفظ تعادل در رطوبت محیط زخم شده و شرایط را برای بهبود زخم فراهم می کند.



۱ بسیار سریع ترشحات را جذب می کند ، به ژل تغییر حالت می دهد و محیط مرطوب برای بهبود زخم را فراهم می کند.

۲ قابل استفاده در زخم با ترشحات متوسط تا زیاد با قابلیت جذب فوق العاده.

۳ برای هر نوع زخم قابل استفاده است.

۴ به زخم نمی چسبید و هنگام برداشتن احساس درد در محل زخم به حداقل می رسد.



زخم های مزمن با ترشحات متوسط و زیاد ، مانند زخم های


فشاری ، زخم پا ، زخم دیابتی ، زخم شربانی و زخم وریدی.

زخم های حاد مانند سایش ، پارگی پوست ، زخم بیوند پوست

و محل های اهدا کننده پوست ، زخم های بعد از عمل جراحی

زخم های تروما ، و زخم های با ضخامت جزئی و سطحی.


موارد مصرف



Before absorption



Gelation after absorption



Calcium and Sodium ion exchange process.

Ref. No.	Size (cm)	QTY / Box
AL14EN03	10×10	10
AL14EN04	10×20	10

Absorptive **Calcium Alginate**

Natural Dressing for Bleeding Wound


گروه محصولات	شرح محصولات/Type	کد سفارش	اندازه محصولات (سانتی متر)	تعداد در بسته
رنو فوم	RenoFoam	FO14EN01	10 * 10	10
		FO14EN02	15 * 15	10
		FO14EN03	20 * 20	10
		FO14EN33	13 * 10	5
آلزینات	RenoCare Alginate	FS14EN01	10 * 10	10
		FS14EN02	15 * 15	10
		FS14EN03	20 * 20	10
		AL14EN03	10 * 10	10
هیدروکلورئید	RenoCare Hydrocolloid Standard	AL14EN04	10 * 20	10
		HD14EN05	10 * 10	10
		HD14EN09	15 * 15	10
		HD14EN13	20 * 20	10
هیدروژل	RenoCare Hydrocolloid Thin	HD14EN01	10 * 10	10
		HD14EN11	20 * 20	10
		HD21EN03	10 * 10	10
		HD21EN09	20 * 20	10
هیدروژل	Renogel N	HG14EN01	5 * 5	5
		HG14EN04	10 * 10	5
		HG14EN05	15 * 15	5

The Solution for Wound Management

Care for tomorrow



Product Selection Guide





FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT US AT



شرکت داده گستران دنا وارد کننده پانسمان های پیشرفته درمان زخم و همچنین نماینده انحصاری کمپانی T&L کره جنوبی در ایران می باشد.

کمپانی T&L با بهره گیری از پیشرفته ترین و بروزترین تکنولوژیها و تلفیق آن با نوآوری و خلاقیت توانسته است محصولاتی بسیار با کیفیت و هم تراز با برند های مطرح دنیا را به بازار جهانی عرضه نماید. محصولات این شرکت همگی دارای تأییدیه های معتربر FDA و CE می باشند.



دفتر تهران: خیابان سهورو دری شمالی، کوچه
شهید سلطانی، پلاک 16، طبقه 4، واحد 14
(021)88520819-88504009 تلفن:
(021)88520961 فاکس:



دفتر مرکزی: شیراز، خیابان ملاصدرا،
مجتمع تجاری ملاصدرا، طبقه سوم، شماره 97
(071)36473195-36473670 تلفن:
(071)36473613 فاکس: