



- بسته بندی ویژه و مطابق با استانداردهای پزشکی
- دارای اسفنج ویژه با قابلیت جذب بالا
- اقتصادی و مقرون به صرفه
- استفاده راحت ، سریع و آسان

- بهترین و مطمئن ترین روش برای اسکراب دست
- طراحی ارگونومیک برای استفاده راحت تر
- دارای مدلهای خشک و حاوی مواد ضدعفونی
- دارای برس نرم و انعطاف پذیر

شرح محصول :

عفونت محل جراحی از عوارض شایع در اعمال جراحی است . اسکراب دست قبل از عمل جراحی میتواند میزان آلودگی میکروبی را به نحو چشمگیری کاهش دهد . استفاده از برس اسکراب یکبار مصرف ، بهترین و مطمئن ترین روش انتخاب شده در دنیا برای اسکراب دست پیش از اعمال جراحی است .

شرکت داده گستران دنا با بیش از ۲۰ سال سابقه موفق در زمینه طراحی و تولید تجهیزات پزشکی ، برس اسکراب جراحی با نام تجاری Dena-Scrub تولید و عرضه نموده است .

برس اسکراب دارای برس ، اسفنج و قطعه تمیز کننده زیر ناخن میباشد . برس مخصوص ، دارای پرزهای نرم و کاملاً استاندارد بوده که مانع از ایجاد صدمات پوستی میگردد . اسفنج استفاده شده نسبت به محصولات مشابه دارای قابلیت جذب بالا میباشد . این محصول کاملاً ارگونومیک طراحی گردیده و در تولید آن از مواد اولیه استاندارد و مدیکال گرید استفاده شده و محصول کاملاً ضد حساسیت میباشد .

میزان کافی و استاندارد مواد ضدعفونی (پوویدون آیداین یا کلرهگزیدین) در مدلهای حاوی ماده ضدعفونی ، علاوه بر اثر بخشی بسیار عالی ، باعث صرفه جویی و کاهش هزینه مصرف مواد ضدعفونی در مراکز درمانی خواهد گردید .


D003

D002

D001
مشخصات فنی :

- جنس برس : پلی اتیلن مدیکال گرید
- اندازه به میلیمتر : ۴۰×۵۰×۸۰
- جنس اسفنج : فوم پلی یورتان
- بدون لاتکس

این محصول در مدلهای زیر تولید میگردد :

مدل محصول	شرح محصول	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن
D001	برس اسکراب خشک و استریل	۳۰ عدد	۲۴۰ عدد
D002	برس اسکراب حاوی محلول کلرهگزیدین دی گلوکونات (4% CHG)	۳۰ عدد	۲۴۰ عدد
D003	برس اسکراب حاوی محلول پوویدون آیدان (7.5 % PVP)	۳۰ عدد	۲۴۰ عدد



(جهت دیدن اطلاعات بیشتر)

کارخانه :

شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز
 بلوار نوآوران، خیابان ۵۰۱، پلاک ۳۰
 کدپستی : ۷۱۵۸۱۷۷۳۶
 تلفن : ۰۷۱۳۷۳۲۵۴۴ - ۰۷۱۳۷۳۲۵۴۶
 فاکس: ۰۷۱۳۷۴۳۱۰۸

دفتر تهران :

خیابان سهروردی شمالی کوچه شهید
 سلطانی، پلاک ۱۶، طبقه ۴، واحد ۱۴
 کدپستی : ۱۵۵۵۹۱۵۳۷
 تلفن : ۰۲۱۸۸۵۲۰۸۱۹ - ۸۸۵۰۴۰۰۹
 فاکس: ۰۲۱۸۵۲۰۹۶۷

دفتر مرکزی :

شیراز، فرهنگ شهر، بعد از کوچه ۲۸
 ساختمان دنا، طبقه دوم، واحد ۳
 کدپستی : ۷۱۸۷۹۱۷۷۳۳
 تلفن : ۰۷۱۹۱۰۰۲۹۳۰
 فاکس: ۰۷۱۳۶۳۰۲۷۷۱